


Einfallendes Licht wird reflektiert, die Brillanz geht verloren. Durch optisches Bonding werden die Reflektionen deutlich geringer und die Brillanz ist deutlich besser.



Ohne optisches Bonding

Der Luftspalt zwischen Touchscreen und Panel bewirkt starke Reflektionen.

Mit optischem Bonding

Der Luftspalt zwischen Touchscreen und Panel wird mit hochtransparentem Kleber ausgefüllt. Die Reflektionen sind deutlich verringert.

Displayaufbau der MCD Medical Displays und Panel-PCs mit Touchscreen